



memmert
Experts in Thermostatics

MEDICALTRADE[®]
www.medicaltrade.cz

Horkovzdušný sterilizátor Memmert SF55

MADE IN GERMANY

- splňuje předpisy pro horkovzdušnou sterilizaci ve zdravotnictví
- snadné čištění - kvalitní nerezová ocel
- nucený oběh vzduchu pomocí ventilátoru
- vnitřní objem: 53 litrů
- velikost komory: 400 x 400 x 330 (š-v-h rozměry v mm)
- vnější rozměry: 585 x 787 x 514 (š-v-h rozměry v mm)
- napájení: 230V/50Hz, 2000W
- čistá váha 55kg
- volitelné příslušenství (síta, police atd.)

