

FARO

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

MEDICALTRADE®

www.medicaltrade.cz

Autokláv třídy B

Model SK07 verze 21

o objemu komory 21l s rozměry 240x460 mm.

Volitelné programy, testy dle norem, řízeno plně mikroprocesorem. LCD display, slot pro SD kartu nebo připojení externí tiskárny (volitelná), vnější rozměry - 400x449x760 mm, záruka 24 měsíců.

V nabídce je také model SK07 verze 16 o objemu komory 16l s rozměry komory 240x360 mm v ceně 109 900,- Kč vč. DPH.



116 900,- Kč
včetně DPH