

PRAGODENT 2018

akce

STOMADENT® Economic

AKCE

LED světlo Look
v hodnotě 17 780,- Kč
ZDARMA.

Tradiční a kvalitní
česko-slovenský
výrobek za velmi
dobrou cenu.

LED světlo Look
Plynule nastavitelná svítivost
10 000 - 30 000 Lux
bezdotykové ovládání



Vybavení soupravy Stomadent Economic

- Stolek lékaře se třemi pozicemi s dolním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro nesevětelný mikromotor P2ED 460 (nebo pro nesevětelnou turbínu)
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot./min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Funkce Giromatic
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- Celokeramické plivátko
- Odslušovač
(za příplatek panel asistentky s velkým a malým sáním)
- Příprava pro ohříváč vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Křeslo DC-70 E
- Bezešvé čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné zaměnit spodní vedení za horní, místo křesla DC-70 E použít křeslo DC-70, DC-70 NEO (Soft) nebo Tecnodent ECO19 a soupravu vybavit LED vytvrzovací lampou a třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

199 900 Kč
včetně DPH

MEDICALTRADE®

Medical Trade, s.r.o.,
Křeslická 1, 101 00 Praha 10,
tel.: 272 765 043, 722 916 250,
e-mail: info@medicaltrade.cz,
www.medicaltrade.cz