

PRAGODENT 2018

akce

STOMADENT® NEO Hygienic

AKCE

LED světlo Look
v hodnotě 17 780,- Kč
ZDARMA.



LED světlo Look
Plynule nastavitelná svítivost
10 000 - 30 000 Lux
bezdotykové ovládání

Tradiční a kvalitní
česko-slovenský
výrobek za velmi
dobrou cenu.

Vybavení soupravy Stomadent NEO Hygienic

- Stolek lékaře se čtyřmi pozicemi s dolním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro nesvětelný mikromotor P2ED 460 (nebo pro nesvětelnou turbínu)
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- Celokeramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s odkládací plochou
- Velké a malé saní
- Pneumatické ovládání výšky podhlavníku
- Příprava pro ohřívač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Křeslo DC-70 NEO
- Bezešvé čalounění křesla - výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné zaměnit spodní vedení za horní, místo křesla DC-70 NEO použít křeslo DC-70 NEO Soft nebo Tecnodent ECO19 a soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

259 900 Kč
včetně DPH

MEDICALTRADE®

Medical Trade, s.r.o.,

Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz, www.medicaltrade.cz