


PRAGODENT 2018

akce

STOMADENT® NEO Light

Mikromotor
Bien-Air MC3 LED
ZDARMA



Tradiční a kvalitní
česko-slovenský
výrobek za velmi
dobrou cenu.

LED světlo Look
Plynule nastavitelná svítivost
10 000 - 30 000 Lux
bezdotykové ovládání



Ovládání fóliovou klávesnicí s displejem
(vč. ovládání křesla a programování funkcí soupravy)

Vybavení soupravy Stomadent NEO Light

- Elektronicky řízená souprava
- Stolek lékaře se čtyřmi nástroji s horním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro mikromotor Bien-Air MC3 LED
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- LED světlo Look
- Celokeramické otočné plivátko
- Odslíňovač (za příplatek panel asistentky s velkým a malým sáním)
- Příprava pro ohřivač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Programovatelné křeslo DC-70 NEO
- Bezešvé čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné místo křesla DC-70 NEO použít křeslo DC-70 NEO Soft nebo Tecnodent ECO19 a soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

 **MEDICALTRADE®**

Medical Trade, s.r.o.,
Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250,
e-mail: info@medicaltrade.cz, www.medicaltrade.cz

299 900 Kč
včetně DPH