

# PRAGODENT 2018

## akce

### STOMADENT® NEO Lux

Bezuhlíkový mikromotor Bien-Air MCX LED  
**ZDARMA**



Tradiční a kvalitní  
česko-slovenský výrobek  
za velmi dobrou cenu.

LED světlo Faro MAIA

## Vybavení soupravy Stomadent NEO Lux

- Elektronicky řízená souprava
- Stolek lékaře s pěti nástroji s horním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Dvě pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro bezuhlíkový mikromotor Bien-Air MCX LED
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- LED světlo Faro MAIA
- Celokeramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s odkládací plochou a ovládáním vybraných funkcí křesla a soupravy pomocí fóliové klávesnice
- Velké a malé sání
- Příprava pro ohřívač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Programovatelné křeslo DC-70 NEO Soft
- Čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku
- Multifunkční nožní ovladač s funkcí vyfukování Chip-Blow

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné místo křesla DC-70 NEO Soft použít křeslo Tecnodent EC019 a soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

Ovládání fóliovou klávesnicí s displejem  
(vč. ovládání křesla a programování funkcí soupravy)



 **MEDICALTRADE®**

Medical Trade, s.r.o.,

Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz, [www.medicaltrade.cz](http://www.medicaltrade.cz)

**369 900 Kč**  
včetně DPH