

# PRAGODENT 2019

## akce

**STOMADENT® Economic**

**AKCE**

LED světlo Look  
v hodnotě 17 780,- Kč  
**ZDARMA.**

Tradiční a kvalitní  
česko-slovenský  
výrobek za velmi  
dobrou cenu.

LED světlo Look  
Plynule nastavitelná svítivost  
10 000 - 30 000 Lux  
bezdotykové ovládání



### Vybavení soupravy Stomadent Economic

- Stolek lékaře se třemi pozicemi s dolním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro nesevětelný mikromotor P2ED 460 (nebo pro nesevětelnou turbínu)
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot./min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Funkce Giromatic
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- Celokeramické plivátko
- Odslňovač (za příplatek panel asistentky s velkým a malým sáním)
- Příprava pro ohřivač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Křeslo DC-70 E
- Bezešvé čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné zaměnit spodní vedení za horní, místo křesla DC-70 E použít křeslo DC-70, DC-70 NEO (Soft) nebo Tecnodent ECO19 a soupravu vybavit LED vytvrzovací lampou a třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

**199 900 Kč**  
včetně DPH

**MEDICALTRADE®**

Medical Trade, s.r.o.,  
Křeslická 1, 101 00 Praha 10,  
tel.: 272 765 043, 722 916 250,  
e-mail: info@medicaltrade.cz,  
[www.medicaltrade.cz](http://www.medicaltrade.cz)