

PODZIM 2021

akce Hygienic

STOMADENT® IMPULS A

AKCE

LED světlo LOOK
v hodnotě 17 780,- Kč
ZDARMA.

Tradiční a kvalitní
česko-slovenský
výrobek za velmi
dobrou cenu.



LED světlo LOOK
Plynule nastavitelná svítivost
9 000 - 32 000 Lux
Bezdotykové ovládání

Vybavení soupravy Stomadent IMPULS A

- Stolek lékaře se čtyřmi pozicemi s dolním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro nesvětelný mikromotor P2ED 460 (nebo pro nesvětelnou turbínu)
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- Keramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s odkládací plochou
- Velké a malé saní
- Příprava pro ohřivač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Křeslo DC-70
- Bezešvé čalounění křesla - výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné zaměnit spodní vedení za horní, místo křesla DC-70 použít křeslo DC-70 NEO (Soft) a soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

259 900 Kč
včetně DPH