

# PODZIM 2021

## akce Hygienic NEO

**STOMADENT**® IMPULS N

### AKCE

LED světlo LOOK  
v hodnotě 17 780,- Kč  
**ZDARMA.**



Tradiční a kvalitní  
česko-slovenský  
výrobek za velmi  
dobrou cenu.

LED světlo LOOK  
Plynule nastavitelná svítivost  
9 000 - 32 000 Lux  
Bezdotykové ovládání

### Vybavení soupravy Stomadent IMPULS N

- Elektronicky řízená souprava
- Stolek lékaře se čtyřmi nástroji s horním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro nesvětelný mikromotor P2ED 460 (nebo pro nesvětelnou turbínu)
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolku lékaře
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- LED operační světlo LOOK
- Keramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s odkládací plochou
- Velké a malé saní
- Pneumatické ovládání výšky podhlavníku
- Příprava pro ohřivač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Programovatelné křeslo DC-70 NEO
- Bezešvé čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné místo křesla DC-70 NEO použít křeslo DC-70 NEO Soft a soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

**299 900 Kč**  
včetně DPH

**MEDICALTRADE**®

Medical Trade, s.r.o.,

Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz, [www.medicaltrade.cz](http://www.medicaltrade.cz)