

PODZIM 2021

akce Lux NEO

STOMADENT® IMPULS N

Bezuhlíkový mikromotor Bien-Air MCX LED

ZDARMA



Tradiční a kvalitní
česko-slovenský
výrobek za velmi
dobrou cenu.

Ovládání fóliovou klávesnicí s displejem
(vč. ovládání křesla a programování funkcí soupravy)

Vybavení soupravy Stomavent IMPULS N

- Elektronicky řízená souprava
- Stolek lékaře s pěti nástroji s horním vedením hadic a ovládáním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Dvě pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro bezuhlíkový mikromotor Bien-Air MCX LED
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolek lékaře
- Pantografická ramena stolku lékaře a světla
- LED operační světlo FARO MAIA
- Keramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s odkládací plochou a ovládáním vybraných funkcí křesla a soupravy
- Velké a malé sání
- Pneumatické ovládání výšky podhlavníku
- Příprava pro ohřívač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Časovač oplachu mísy
- Časovač plnění sklenky
- Programovatelné křeslo DC-70 NEO Soft
- Čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku
- Multifunkční nožní ovladač s funkcí vyfukování Chip-Blow

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomavent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

369 900 Kč
včetně DPH

MEDICALTRADE®

Medical Trade, s.r.o.,

Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz, www.medicaltrade.cz