

# PODZIM 2021 akce Excellent

**STOMADENT®** NE02

**ZDARMA**

dva LED mikromotory  
NSK NBX



Tradiční a kvalitní  
česko-slovenský  
výrobek za velmi  
dobrou cenu.

## Vybavení soupravy Stomadent NE02

- Elektronicky řízená souprava
- Stolek lékaře se šesti nástroji s horním vedením hadic (na přání s dolním vedením) a ovládáním pomocí nového multifunkčního ovládacího panelu s displejem (vč. ovládání křesla a programování funkcí soupravy)
- SVĚTELNÁ LED třífunkční stříkačka
- Dvě pozice pro světelnou turbínu
- Dvě pozice pro LED mikromotor NSK NBX
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolek lékaře
- Pneumatická brzda výškového nastavení opěrky hlavy a ramena stolku lékaře
- LED operační světlo FARO MAIA
- LCD monitor Neovo 17" vč. tříloubového držáku
- Intraorální kamera
- Keramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s ovládáním vybraných funkcí křesla a soupravy
- Velké a malé sání
- Příprava pro ohřívač vody
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Programovatelné křeslo DC-70 NEO Soft
- Čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku
- Multifunkční nožní ovladač s funkcí vyfukování Chip-Blow

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné zhotovit levoruké provedení soupravy a soupravu vybavit LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

**MEDICALTRADE®**

Medical Trade, s.r.o.,

Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz, [www.medicaltrade.cz](http://www.medicaltrade.cz)

**459 900 Kč**  
včetně DPH