

# PRAGODENT 2023

akce **STOMADENT® Hygienic Plus**

## Vybavení soupravy Stomadent IMPULS A

- Elektronicky řízená souprava
- Stolek lékaře se čtyřmi nástroji s horním vedením hadic a ovládním funkcí pomocí fóliové klávesnice
- Třífunkční stříkačka
- Pozice pro světelnou turbínu
- Pozice pro nsvětelný mikromotor P2ED 460 (nebo pro nsvětelnou turbínu)
- LED ultrazvukový odstraňovač zubního kamene vč. koncovek
- Otáčky mikromotoru do 40 000 ot. / min.
- Negatoskop na stolek lékaře
- LED operační světlo LOOK (plynule nastavitelná svítivost 9 000 - 40 000 Lux, bezdotykové ovládání)
- Keramické otočné plivátko
- Otočný a odklopný panel asistentky s odkládací plochou
- Velké a malé saní
- Pneumatické ovládání výšky podhlavníku
- Vestavěný zdroj tlakové vody pro chlazení nástrojů
- Programovatelné křeslo DC-70 NEO
- Bezešvé čalounění křesla – výběr barev dle vzorkovníku

Při objednávce je možné určit si libovolné pořadí nástrojů.

Za příplatek je možné místo křesla DC-70 NEO použít křeslo DC-70 NEO Soft a soupravu vybavit LCD monitorem vč. tříkloubového držáku, intraorální kamerou, LED vytvrzovací lampou nebo třífunkční stříkačkou pro asistentku.

K zubním soupravám Stomadent lze použít většinu Vámi používaných separátorů amalgámu (Skantech, Metasys, Dürr).

**309 900 Kč**  
včetně DPH

**ZDARMA**  
LED světlo LOOK  
v hodnotě  
17 780,- Kč



**MEDICALTRADE®**

KVALITA | TRADICE | SPOLEHLIVOST

Medical Trade, s.r.o.,

Křeslická 1, 101 00 Praha 10, tel.: 272 765 043, 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz, [www.medicaltrade.cz](http://www.medicaltrade.cz)