

Quick-a-Tip™ sortiment




Universální/Perio

<p>39 „Power“</p> <p>Universální, linguální, bukální a interdentalní, subgingivální odstraňování.</p>  <p>Výkon: 10–100%</p>	<p>31 „Sekyrka“</p> <p>Linguální, bukální a interdentalní odstraňování, také pro odstraňování převisů.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>	<p>32 „Motyka“</p> <p>Odstraňování hrubého supragingiválního kamene, bukálně i linguálně.</p>  <p>Výkon: 10–100%</p>
<p>37 „Tenká“</p> <p>Universální, speciálně vyvinutá pro hlubší subgingivální odstraňování a těžko dostupné oblasti, supragingivální jemné odstraňování a odstraňování skvrn.</p>  <p>Výkon: 10–70%</p>	<p>37 L „Tenká“</p> <p>Universální, speciálně vyvinutá pro hlubší subgingivální odstraňování a těžko dostupné oblasti, supragingivální jemné odstraňování a odstraňování skvrn.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>	<p>37 R „Tenká“</p> <p>Universální, speciálně vyvinutá pro hlubší subgingivální odstraňování a těžko dostupné oblasti, supragingivální jemné odstraňování a odstraňování skvrn.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>

Speciální/Perio

<p>33 „Sonda“</p> <p>Speciálně vyvinutá pro hlubší subgingivální odstraňování a těžko dostupné oblasti</p>  <p>Výkon: 10–70%</p>	<p>33 L „Sonda“</p> <p>Speciálně vyvinutá pro hlubší subgingivální odstraňování a těžko dostupné oblasti</p>  <p>Výkon: 10–70%</p>	<p>33 R „Sonda“</p> <p>Speciálně vyvinutá pro hlubší subgingivální odstraňování a těžko dostupné oblasti</p>  <p>Výkon: 10–70%</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snímání korunek/kondenzace amalgamu

<p>34</p> <p>Pro snímání korunek a inlajf.</p>  <p>Výkon: 10–100%</p>	<p>34 S</p> <p>Pro snímání korunek a inlajf.</p>  <p>Výkon: 10–100%</p>	<p>35</p> <p>Pro kondenzaci amalgamu.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thixotropické cementování korunek a inlajf

<p>35 Thixo A</p> <p>Thixotropické cementování korunek a inlajf.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>	<p>35 Thixo B</p> <p>Thixotropické cementování korunek a inlajf.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>	<p>35 Thixo C</p> <p>Thixotropické cementování korunek a inlajf.</p>  <p>Výkon: 10–50%</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Držák pro kořenové nástroje

<p>Endo W70°/70°</p> <p>Držák pro kořenové nástroje s nebo bez průtoku vody.</p>  <p>Výkon: 10–50% Výkon: 10–30%</p>	<p>Endo W90°/90°</p> <p>Držák pro kořenové nástroje s nebo bez průtoku vody.</p>  <p>Výkon: 10–50% Výkon: 10–30%</p>	<p>Endo W110°/110°</p> <p>Držák pro kořenové nástroje s nebo bez průtoku vody.</p>  <p>Výkon: 10–50% Výkon: 10–30%</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------